	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	<b>CODIGO:BS-FO-BS-057</b>
		<b>VERSION: 2</b>
	<b>ADENDA</b>	<b>FECHA: NOV 2018</b>
		<b>PAGINA1 de 4</b>

<b>ADENDA No: 01 AL ANUNCIO PÚBLICO</b>			
PROCESO No: SS19-263			
<b>1. OBJETO CONTRACTUAL</b>			
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MEDICOS Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE LOS PACIENTES DE LA ESE HUEM.			
<b>2. OBSERVACIONES</b>			
Publicado el Anuncio público, dentro del plazo fijado en el cronograma se presentaron las siguientes observaciones:			
No:	NOMBRE	OBSERVACION	RESPUESTA
1	<b>KCI COLOMBIA S.A.S.</b>	<p>Se encuentran trocados los ítems de cada grupo respectivo, ¿esto genera afectación al momento de presentar la propuesta?, si es así como se debe corregir?</p> <p>El ítem 7 del grupo 2. Apósito transparente 10*20, es posible ajustar especificaciones técnicas ya que ha estado desierta en licitaciones anteriores?, Recomiendan ajustarlo a Apósito transparente 15*20</p>	<p>Sobre los ítems trocados se adendará el proceso con la finalidad de corregir el error, tanto en el acápite de las especificaciones técnicas como en el de criterios de selección, con la finalidad de evitar inconvenientes en el proceso de selección.</p> <p>Se consultó al Comité Técnico Evaluador, quien manifestó la necesidad de mantener las especificaciones técnicas señaladas en el Anuncio Público, puesto que se derivan de una necesidad previa reportada por el área hospitalaria.</p> <p>En tal sentido no es posible acceder a la solicitud de modificar la medida del apósito y los oferentes deben ajustarse a las medidas solicitadas máxime teniendo en cuenta que los dispositivos objeto de compra han pasado primero por revisión y cumplimiento del personal técnico calificado quienes son los que en última determinan si son aptos o no para cubrir la necesidad institucional.</p>
2	<b>INVERSIONES TECNOMEDICA DE COLOMBIA S.A.S.</b>	<p>No nos queda claro el comentario del Hospital acerca de la pluralidad de oferentes cuando el grupo de DISPOSITIVOS DE PRESION NEGATIVA esta hecho solo a las medidas de los productos de un único oferente y donde en el mercado se encuentran otras marcas que están en iguales condiciones de calidad. Dejando presente que el grupo de DISPOSITIVOS DE PRESION NEGATIVA es cerrado. Las medicas de los canister que solicitan de 300, 500, 1000, la marca GENADYNE muy conocida por los especialistas a nivel país cuentan con medidas de</p>	<p>El grupo de pared abdominal del Hospital Erasmo Meoz, bajo previo trabajo de campo en pacientes cuyas indicaciones clínicas tales como: abdómenes hostiles, Manejo de fistulas entero atmosféricas y pérdida de dominio abdominal, Arrojaron los mejores resultados al uso de la presión en forma constante, en un ambiente contenido por apósitos diseñados y soportados científicamente para darle brindarle una evolución favorable aquellas heridas de alta Complejidad y estancada en su evolución.</p> <p>Se deben considerar los siguientes factores diferenciales:</p>

	600, 800, 1100. Sobre el apoyo tecnológico del grupo de presión negativa inversiones tecnomédica manifiesta que darán equipos y acompañamiento constante con personal capacitado a los pacientes y profesionales de la salud 24/7, con capacitación constante de personal especializado cuando los especialistas lo requieran, además con equipos para fácil traslado y movilización de los pacientes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Características</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Tubos con lúmenes múltiples</td></tr> <tr><td>Tecnología SENSAT.R.A.C.™</td></tr> <tr><td>Obstrucción en la pantalla y alarmas audibles</td></tr> <tr><td>Característica SEAL CHECK™: sistema de detección de fugas de avanzada en tiempo real, para una resolución fácil (no disponible con la terapia V.A.C.VIA™)</td></tr> <tr><td>Alarmas de contenedor completo de LED y audibles</td></tr> <tr><td>Registro de antecedentes del paciente</td></tr> <tr><td>Función de exportación de antecedentes del paciente</td></tr> <tr><td>Registro de antecedentes de la terapia</td></tr> <tr><td>Registro de historial de alarmas</td></tr> <tr><td>Ayuda en la pantalla</td></tr> <tr><td>Posicionamiento vertical de la unidad de terapia sin restricciones con respecto al lugar de la herida</td></tr> <tr><td>Kits de apósitos de espuma</td></tr> <tr><td>Espuma blanca (espuma con mayor resistencia a la tensión para tunelizaciones y socavamientos)</td></tr> <tr><td>Apósitos especializados para ayudar a reducir el tiempo de aplicación</td></tr> <tr><td>Posicionamiento omnidireccional del contenedor en la unidad de terapia móvil (sistema de terapia ACTIV.A.C.™ y sistema de terapia V.A.C.VIA™)</td></tr> </tbody> </table> <p>Por tales características se deben utilizar los canister de 300, 500 y 1000 solicitados en la licitación. En consecuencia no es dable acceder a la solicitud efectuada.</p>	Características	Tubos con lúmenes múltiples	Tecnología SENSAT.R.A.C.™	Obstrucción en la pantalla y alarmas audibles	Característica SEAL CHECK™: sistema de detección de fugas de avanzada en tiempo real, para una resolución fácil (no disponible con la terapia V.A.C.VIA™)	Alarmas de contenedor completo de LED y audibles	Registro de antecedentes del paciente	Función de exportación de antecedentes del paciente	Registro de antecedentes de la terapia	Registro de historial de alarmas	Ayuda en la pantalla	Posicionamiento vertical de la unidad de terapia sin restricciones con respecto al lugar de la herida	Kits de apósitos de espuma	Espuma blanca (espuma con mayor resistencia a la tensión para tunelizaciones y socavamientos)	Apósitos especializados para ayudar a reducir el tiempo de aplicación	Posicionamiento omnidireccional del contenedor en la unidad de terapia móvil (sistema de terapia ACTIV.A.C.™ y sistema de terapia V.A.C.VIA™)
Características																		
Tubos con lúmenes múltiples																		
Tecnología SENSAT.R.A.C.™																		
Obstrucción en la pantalla y alarmas audibles																		
Característica SEAL CHECK™: sistema de detección de fugas de avanzada en tiempo real, para una resolución fácil (no disponible con la terapia V.A.C.VIA™)																		
Alarmas de contenedor completo de LED y audibles																		
Registro de antecedentes del paciente																		
Función de exportación de antecedentes del paciente																		
Registro de antecedentes de la terapia																		
Registro de historial de alarmas																		
Ayuda en la pantalla																		
Posicionamiento vertical de la unidad de terapia sin restricciones con respecto al lugar de la herida																		
Kits de apósitos de espuma																		
Espuma blanca (espuma con mayor resistencia a la tensión para tunelizaciones y socavamientos)																		
Apósitos especializados para ayudar a reducir el tiempo de aplicación																		
Posicionamiento omnidireccional del contenedor en la unidad de terapia móvil (sistema de terapia ACTIV.A.C.™ y sistema de terapia V.A.C.VIA™)																		

### 3. MODIFICACIONES

Teniendo en cuenta las observaciones planteadas se realizan las siguientes modificaciones:


- **Modificar el Acápito 2 Especificaciones Técnicas, visto a folios 1 al 4 del Anuncio Público, en el sentido de aclarar la denominación del Grupo 1 siendo lo correcto Dispositivos de Presión Negativa y Grupo 2 siendo lo correcto Dispositivos Generales, así:**

GRUPO 1 DISPOSITIVOS DE PRESION NEGATIVA				
CODIGO	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CANTIDAD
21115	CANISTER 1000 CC PARA SISTEMA DE PRESION NEGATIVA	UNIDAD	FICHA TECNICA	65
21185	CANISTER DE 300 CC PARA SISTEMA DE PRESION NEGATIVA	UNIDAD	FICHA TECNICA	50
21210	CANISTER DE 500 CC PARA SISTEMA DE PRESION NEGATIVA	UNIDAD	FICHA TECNICA	70
21241	KIT APOSITO ESPUMA ABDOMINAL (LAMINA PROTECTORA OVAL/TUBOS / SENSATRAC DE 4 LUMENES X 4mm / ESPONJA PREPERFORADA DE POLIURETANO DE 400 A 600 micrones)	UNIDAD	FICHA TECNICA	14

21117	APOSITO ESPUMA ALCOHOL POLIVINILICO PARA SISTEMA DE PRESION NEGATIVA GRANDE 10 X 15	UNIDAD	FICHA TECNICA	40
21178	APOSITO ESPUMA DE POLIURETANO PARA COLECCION DE EXUDADOS SMALL 10 x 7,5	UNIDAD	FICHA TECNICA	14
21179	APOSITO ESPUMA DE POLIURETANO DE POROS ABIERTOS ENTRE 400 A 600 micrones, HIDROFOBICO, TAMAÑO MEDIUM EN KIT CON TUBERIA MULTILUMEN DE 5 CANALES - MEDIUM - 18 x 12,5	UNIDAD	FICHA TECNICA	14
21183	APOSITO ESPUMA DE POLIURETANO DE POROS ABIERTOS ENTRE 400 A 600 micrones, HIDROFOBICO, TAMAÑO LARGO EN KIT CON TUBERIA MULTILUMEN DE 5 CANALES - LARGO - 25,6 X 15	UNIDAD	FICHA TECNICA	14
21182	KIT ESPUMA DE BARRERA ANTIMICROBIANA DE PLATA GRANDE PARA SISTEMA DE PRESION NEGATIVA	UNIDAD	FICHA TECNICA	35
21181	KIT ESPUMA DE BARRERA ANTIMICROBIANA DE PLATA MEDIANO PARA SISTEMA DE PRESION NEGATIVA	UNIDAD	FICHA TECNICA	35

**GRUPO 2 DISPOSITIVOS GENERALES**

CODIGO		NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CANTIDAD
1	20759	CEPILLOS DE LAVADO DE EQUIPOS DE ENDOSCOPIA	UNIDAD		14
2	20315	GUIA HIDROFILICA 0.035mm X 450cm PARA ENDOSCOPIA	UNIDAD	FICHA TECNICA	12
3	20272	NYLON MONOFILAMENTO 10- 0 AGUJA SENCILLA REDONDA	SOBRE	FICHA TECNICA	80
4	20915	POLIGLACTINA 910 5/0 DOBLE AGUJA ESPATULADA 1/4 CIRCULO 8mm HEBRA DE 30cms O MÁS	SOBRE	FICHA TECNICA	120
5	20685	POLIGLACTINA 910 5/0 DOBLE AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 15-17mm HEBRA DE 45cms O MÁS	SOBRE	FICHA TECNICA	120
6	21072	AGUJA PARA INFUSION INTRAOSEA ADULTO 15 ga (para puncionar en tibia, humero, maléolo interno o radio).	UNIDAD	FICHA TECNICA	6
7	20830	APOSITO TRANSPARENTE 10 X 20 CM	UNIDAD	FICHA TECNICA	400
8	21083	CATETER DIAGNOSTICO PERIFERICO OPTITORQUE VERTEBRAL 4Fr X 100cm	UNIDAD	FICHA TECNICA	1
9	20874	CATETER URETRAL DOBLE J 3.7 FR	UNIDAD	FICHA TECNICA	10
10	20222	CUCHILLA DERMATOMO PADGETT - BLADE	UNIDAD	FICHA TECNICA	6

	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	<b>CODIGO:BS-FO-BS-057</b>
		<b>VERSION: 2</b>
	<b>ADENDA</b>	<b>FECHA: NOV 2018</b>
		<b>PAGINA4 de 4</b>

11	20979	ELECTRODO PARA DESFIBRILACION REF MRGO (DESFIBRILADOR MARCA MINDRAY BENETH D4) PEDIATRICO Y ADULTO	UNIDAD	FICHA TECNICA	24
12	20702	FILTRO ANTIBACTERIANO ADULTO	UNIDAD	FICHA TECNICA	500
13	21065	FUNDA PARA COMPRESOR TALLAS TALON - RODILLA Y MUSLO	UNIDAD	FICHA TECNICA	20
14	20330	INACTIVADOR DE DESECHOS ORGANICOS X 4000 C.C.	GALON		30
15	20423CI	NEUTRODERM ANTISEPTICO REGENERADOR DE TEJIDO X 4000 CC	GALON		30
16	21078	KIT INTRODUTOR 4 Fr X 7	UNIDAD	FICHA TECNICA	6
17	21079	KIT INTRODUTOR 7 Fr X 10	UNIDAD	FICHA TECNICA	12
18	21122	LINEA DE MUESTREO DE AGENTES ANESTESICOS PARA MONITOR MARCA EDAN M80	UNIDAD	FICHA TECNICA	40
19	20125	SET PARA DRENAJE VESICAL SUPRAPUBICO CH 10 X 8 CM	UNIDAD	FICHA TECNICA	12

**Se aclara que las especificaciones técnicas del Grupo 3 Medicamentos se mantendrán en los mismos términos y condiciones del Anuncio Público**

- **Modificar el numeral 1 del Acápito 5 Oferta, visto a folio 8 del Anuncio Público, en el sentido de aclarar la adjudicación del Grupo 1 Dispositivos de Presión Negativa y Grupo 2 Dispositivos Generales, así:**

**GRUPO 1 DISPOSITIVOS DE PRESION NEGATIVA. OFERTA POR GRUPO** Se tendrá en cuenta el concepto técnico de la especialidad al igual que las experiencias institucionales para la toma de decisiones. Deben entregarse las fichas técnicas solicitadas así como de los equipos requeridos para el funcionamiento del dispositivo.

**GRUPO 2 DISPOSITIVOS GENERALES. OFERTA POR ITEMS.** Se tendrá en cuenta el concepto técnico de la especialidad al igual que las experiencias institucionales para la toma de decisiones. Deben entregarse las fichas técnicas solicitadas.

**Se aclara que la oferta del Grupo 3 Medicamentos se sujetará a lo dispuesto en el Anuncio Público**

Las demás cláusulas del Anuncio Público permanecerán vigentes y sin sufrir variación alguna.

#### **4. ACLARACIONES**

Se modifica el Anuncio Público teniendo en cuenta las observaciones planteadas, con el objeto de salvaguardar los principios que rigen la contratación estatal y los fines de la E.S.E. HUEM. La presente adenda forma parte integrante del contrato y deben tenerse en cuenta en las respectivas ofertas.

Se expide en San José de Cúcuta, a los treinta y un (31) días del mes de julio de 2019

Original firmado

**ANDRES ELOY GALVIS JAIMES**  
Subgerente de Servicios de Salud (e)

Revisó y Aprobó: Mauricio Pinzón Barajas, Coordinador Actisalud Gabys  
Proyectó: Angélica María Chaparro Quintero, Abogada Actisalud Gabys